

## Digestori niskopodni (DIGIM 12™ NP, DIGIM 15™ NP, DIGIM 18™ NP)



simbolična slika


### → OPĆE KARAKTERISTIKE

- Izrađen od pocinčanog lima plastificiran epoksi prahom (povećana otpornost)
- U potpunosti izrađen prema HRN EN 14175-2 normi
- Razni tipovi radnih površina (keramika, epoksi, polipropilen, inox),
- Sigurnosno staklo 6mm protiv rasipavanja
- Priključci za medije (voda, plin, vakuum- opcija, demi voda-opcija, kisik-opcija, itd.)
- Shuko utičnice 220V16A (standard 3kom) zaštite IP54
- AFM Procesorsko upravljanje- opcija
- Zadovoljava EN 14175-2 normu
- Radna površina i kadica je tehnička keramika
- Visoka kemijska i biološka otpornost
- Nema fuga i spojeva
- Uzdignuti rubovi sa sve četiri strane

### → DIMENZIJE PREMA HRN EN 14175-2 NORMI

	DIGIM 12™ NP	DIGIM 15™ NP	DIGIM 18™ NP
širina	1200	1500	1800
visina	2550	2550	2550
vis ukup <sup>1</sup>	2800	2800	2800
vis rp <sup>2</sup>	500	500	500
širina rp <sup>3</sup>	1000	1300	1600
dubina	900(950)	900(950)	900(950)

1- potrebna visina, 2- visina radne površine od poda, 3- radna širina



## Digestori niskopodni (DIGIM 12™ NP, DIGIM 15™ NP, DIGIM 18™ NP)

### DODATNA OPREMA

#### → VENTILATOR SA MOTOROM

- Plastični radialni ventilator sa motorom u Ex izvedbi
- Robusna izvedba, pouzdan i tih rad
- Ex Certifikat
- Moguće su razne izvedbe (L i D) i rotacije (0, 90, 180, 270, 360)



#### → KARBONSKI FILTERI

- raznih dimenzija i namijena
- visoka efikasnost ventiliranja
- jednostavno i efikasno održavanje

#### → PROCESORSKO UPRAVLJANJE- AFM

- Promjenljivi protok zraka (VAV sistem)
- LCD zaslon sa prikazom količine odsisanog zraka
- Audio-vizualni alarm prema HRN EN 14175
- Ušteda na grijanju prostorije
- Opcija povezivanja sa centralnim sustavom ventilacije
- Opcija kontrole dobave svježeg zraka

Grga & Melita

Croatia, 10 450 Gornja Zdenčina,  
Trg Ante Starčevića 1

tel: +385 (1) 3745 510, 3906 616

fax: +385 (1) 3906 615

e-mail: [info@grga-melita.hr](mailto:info@grga-melita.hr)

web: [www.grga-melita.hr](http://www.grga-melita.hr)